


# Resultat från en av labbgruppernas test av lysozym




## *Escherichia coli*

Kommentar:

Ingen bakteriedödande effekt syns.

Gramnegativa bakterier påverkas inte av lysozym.




## *Bacillus subtilis*

Kommentar:

Grampositiva bakterier påverkas av lysozym.

Att det knappast blev någon avdödningszon runt lappen med tårvätska kan bero på att volymen vätska var liten.



## *Micrococcus luteus*

Kommentar:

Grampositiva bakterier påverkas av lysozym.

*Micrococcus luteus* är mycket känslig för många olika ämnen och samma metod kan användas för att t.ex. testa olika metalljonlösning, vitlök/gullök, pepparkakskryddor mm.